



UROLOGY



Grapadoras
de circuncisión desechables



PROPIEDADES Y VENTAJAS:

El dispositivo puede cortar y suturar automáticamente el prepucio en un minuto, lo que permite reemplazar la circuncisión tradicional



Debido a la almohadilla protectora cortante, el prepucio sólo muestra un edema leve con menos sangrado





La incisión cicatriza rápidamente y la grapa se caerá automáticamente a partir del séptimo día, para evitar una segunda operación



Su estructura y tecnología avanzada y el tornillo ergonómico de tres arranques garantizan un funcionamiento seguro y eficaz



Tipo de producto	Tamaño	Diámetro exterior de la hoja (mm)	Altura de grapa (mm)	Cantidad de grapas
SRD CS-A/B-12x2.7	12	13.1±1.5	2.7±0.3	10
SRD CS-A/B-14x2.7	14	15.1±1.5		11
SRD CS-A/B-16x2.7	16	16.2±1.5		12
SRD CS-A/B-18x2.7	18	18.2±1.5		13
SRD CS-A/B-22x2.7	22	21.3±1.5		15
SRD CS-A/B-26x3.0	26	27.3±1.5	3.0±0.3	18
SRD CS-A/B-28x3.0	28	30.5±1.5		19
SRD CS-A/B-30x3.0	30	32.5±1.5		20
SRD CS-A/B-32x3.0	32	34.0±1.5		22
SRD CS-A/B-36x3.0	36	36.8±1.5		24





La circuncisión es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación parcial o total de prepucio, la piel que cubre la punta del pene. Se realiza por motivos religiosos, culturales y médicos.



INDICACIONES MEDICAS

Fimosis: Dificultad para retraer el prepucio por completo, lo que puede provocar dolor infecciones

Parafimosis: El prepucio queda atrapado detrás del glande y no se puede volver a colocar en su sitio

Balanitis: Inflamación del grande y prepucio

Postitis: Inflamación del prepucio

Infecciones urinarias recurrentes: En algunos casos, la circuncisión puede reducir el riesgo de infecciones urinarias en niños

Cáncer de pene: Aunque la evidencia es limitada, algunos estudios indican que la circuncisión puede reducir el riesgo de cáncer de pene

Prevención VIH: Algunos estudios sugieren que la circuncisión puede reducir el riesgo de contraer el VIH durante las relaciones sexuales sin protección

BENEFICIOS

- Reduce el riesgo de infecciones en el pene
- Facilita la higiene personal
- En algunos casos mejora la función sexual

VENTAJAS DE LA CIRCUNCISIÓN CON SUTURA MECÁNICA

Procedimiento más rápido y preciso: Los dispositivos de sutura mecánica permiten realizar la circuncisión de manera más rápida y precisa que la sutura manual. Esto puede reducir el tiempo de la cirugía y el riesgo de complicaciones

- Menos dolor y sangrado
- Recuperación más rápida y cómoda
- Mejor resultado estético

Es importante tener en cuenta que la circuncisión es un procedimiento electivo y que no es necesario para todos los hombres, la decisión de circuncidar a un niño debe tomarse después de sopesar los riesgos y beneficios y tras la consulta con un especialista.



VENTAJAS EXCLUSIVAS CIRCUN-SAFE

Incorpora como ventaja añadida, respecto a otros dispositivos de circuncisión mecánica, una banda de silicona que facilita la retirada progresiva de las grapas, evita el sangrado en el posoperatorio inmediato y disminuye el edema postoperatorio.





INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Este producto debe ser utilizado por médicos experimentados que entiendan completamente los principios operativos del dispositivo.
2. El tamaño apropiado del dispositivo debe seleccionarse en función del tamaño del glande antes de la operación.
3. No deben realizarse actividades pesadas hasta que no se hayan caído las grapas.
4. Este es un dispositivo desechable de un solo uso. Debe tratarse estrictamente como desecho médico después de su uso.

CONTRAINDICACIONES

1. Pacientes con edema inflamatorio agudo en el sitio quirúrgico.
2. Pacientes con estructura anatómica regional anormal.
3. Alteraciones del mecanismo de coagulación sanguínea.



CERTIFICADO 



UROLOGY

Director Comercial: Juan González
jgonzalez@iaurology.com
Tel. 695 77 50 98